



Instruções de Uso
Produto: Catéter Torácico de PVC Biometrix

Instruções de Uso
Produto: Catéter Torácico de PVC Biometrix

Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda
Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442/511-512. Vila da Serra. Nova Lima – MG. CEP: 34006-053
Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334
Registro ANVISA: 81325990003

Fabricante: Biometrix Ltd.
End: Kiryat Mada, 4. CEP: 91450. Jerusalém, Israel

Instruções de Uso

1.1 Descrição:

Destinado para drenagem no pós-operatório após cirurgia cardiotorácica e torácica.

1.2. Indicação de uso:

Em cirurgia: Quando há a necessidade da instalação de um dreno pleural. Quando existe uma incisão da pleura no procedimento, a pressão da cavidade pleural é a mesma que a pressão atmosférica, e é necessário drenar o espaço pleural para reanexar as 2 camadas pleurais e criar uma pressão negativa.

1.3 Instruções de uso

Princípio de funcionamento: Remover o ar do pneumotórax ou fluido de efusão pleural, sangue, quilo ou pus (empiema) do espaço intratorácico. Restaurar o vazio pleural para remover quaisquer compressões orgânicas intra-torácicas e fornecer à pleura sua função mecânica.

Modo de uso: Na conclusão dos procedimentos cardíacos abertos, tubos torácicos são colocados através de incisões independentes, tipicamente próximas do aspecto inferior da incisão de esternotomia.

As perfurações de drenagem são locais dentro do paciente, e o tubo torácico é passado através da incisão.

Uma vez que o tubo estiver no lugar, ele é suturado na pele para prevenir o movimento.

O tubo torácico é, em seguida, conectado ao cânister de drenagem utilizando tubulação e conectores adicionais, e conectado a fonte de sucção, tipicamente regulada para -20cm de água.



Instruções de Uso
Produto: Catéter Torácico de PVC Biometrix

1.4 Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte;

- Material de uso único, não re-esterilizar nem reutilizar
- Limpeza e desinfecção não aplicável. Descarte conforme normas da instituição para produtos contaminados.

Advertências:

- Leia as precauções e instruções de uso antes de utilizar o produto. Ignorar as instruções poderá resultar em acidentes ou morte do paciente.
- Não utilizar o produto se a embalagem tiver danificada ou violada.
- Mantenha longe do calor. Manter em local seco e fresco.
- Este produto deve ser utilizado apenas por pessoal técnico autorizado

Precauções:

Os tubos torácicos devem ser mantidos livres de circuitos dependentes, dobras e obstruções que possam prevenir que os tubos de drenagem torácica não sejam grampeados, exceto durante a inserção, remoção ou quando forem diagnosticados vazamentos de ar.

Quando um tubo torácico é inserido, manter a permeabilidade é crítico para evitar complicações.

Não utilize se a embalagem houver sido aberta ou danificada.

Contra-indicações: NA

Possíveis eventos adversos/ Possíveis complicações: NA

1.5 Armazenamento e transporte:

Evitar exposição a altas temperaturas e elevada umidade durante o transporte, portanto, o transporte deve ser a mesma regras do armazenamento (local seco e fresco).

O produto deve ser armazenado e transportado longe do calor, devendo permanecer em local seco e fresco.

1.6 Formas de apresentação do produto médico;

Apresentação: produto fornecido estéril, em caixas contendo 50 unidades de cateter. Cateter é composto por um tubo de PVC com tira radiopaca e um conector anexado ao cateter.

Validade: 5 anos