



Instruções de Uso – Thorametrix - Single Bottle System

Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda
Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442/511-512. Vila da Serra. Nova Lima – MG.
CEP: 34006-053
Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334
Registro ANVISA: 81325990002

Thorametrix - Single Bottle System

Indicação: O Thorametrix Single Bottle System é concebido como um sistema de drenagem torácica pós-operatório, que é utilizado para a drenagem do ar e / ou fluidos da cavidade pleural.

Instruções de Uso:

Modo de sucção:

1. Nível de água

Abrir a tampa da garrafa. Adicionar água estéril (aprox. 100 ml) até a linha do nível de água e feche a tampa firmemente.

ATENÇÃO

A água deve atingir apenas o Nível de Linha de Água

2. Tubo do paciente

2.1 Ligar o tubo do paciente e apertar a conexão luer lock.

2.2 Firmemente conectar o tubo do paciente ao cateter do paciente, garantindo uma ligação de ar comprimido. Verifique se o tubo não tem laços ou torções.

3. Porta de sucção

3.1 Ajustar fonte de sucção regulada para (-100mmHg) ~ (135cmH2O).

3.2 Fixar o tubo de sucção à fonte de sucção. Verifique se o tubo não tem laços ou torções.

3.3 Fixar o tubo de sucção à porta de sucção.

- O sistema tem uma característica de segurança da válvula de alívio de elevada negatividade assegurar que a fonte de vácuo -100mmHg o vácuo interna não excederá -30mmHg.

4. POSICIONAMENTO

Posicione o Thorametrix Single Bottle - sistema de drenagem, ao lado do paciente, abaixo do nível do paciente ou utilize a base de estabilidade para colocar a garrafa no chão.

5. Quando o dispositivo está cheio até à sua capacidade, a substituição com um novo dispositivo é recomendado. Para substituir o dispositivo preenchido com um novo, momentaneamente prenda a drenagem torácica do paciente e desligue a garrafa cheia abrindo a conexão luer lock e substitua por uma nova garrafa.

6. Descarte

Rasgar a tampa para o encerramento da conexão luer (lado feminino). Feche a porta de sucção da velha garrafa, usando a tampa na sua posição não ventilada.

O descarte do dispositivo preenchido deve estar de acordo com os seus procedimentos hospitalares.



Modo de gravidade

Se a sucção não é necessária, siga apenas os passos abaixo:

1. Nível de água

Desapertar a tampa de garrafa. Adicionar água estéril (aprox. 100 ml) até a linha do nível do mar de água e feche a tampa firmemente.

2. Tubo do paciente

2.1 Ligar o tubo do paciente e aperte a conexão luer lock.

2.2 Firmemente conectar o tubo do paciente ao cateter do paciente, garantindo uma ligação de ar comprimido. Verifique se o tubo não tem laços ou torções.

3. Feche a porta de sucção com a tampa, usando seu lado ventilado.

4. Quando o nível de líquido aumenta, assegurar que o tubo interior é posicionado dentro de dois centímetros do líquido em todos os momentos.

5. POSICIONAMENTO

Posicione Thorametrix Single Bottle sistema de drenagem ao lado do paciente, abaixo do nível do paciente ou utilizar a base de estabilidade para colocar a garrafa no chão.

Contraindicações: Não se aplica

Precauções: Este produto deve ser utilizado apenas por pessoal técnico autorizado.

Advertências: O nível de água deve alcançar no máximo a linha indicativa.

Trata-se de produto de uso único, a reutilização pode causar contaminação do paciente ou do pessoal da equipe médica.

Efeitos Adversos: Não se aplica

Informações de transporte e armazenamento: O produto deve ser transportado e armazenado protegido da luz solar, em local seco e fresco.

O produto não pode ser reprocessado.

Produto fornecido estéril, esterilizado por ETO. Validade 5 anos.

Fabricante: Biometrix Ltd.

End: Kiryat Mada, 4. CEP: 91450. Jerusalém, Israel

Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442/511-512. Vila da Serra. Nova Lima – MG.

CEP: 34006-053

Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334

Registro ANVISA: 81325990002