

Instruções de Uso **Trocar Cateter Biometrix**

Descrição do Produto

O Trocar Cateter é destinado a toracotomias de dreno de tórax fechado.

Indicações de uso: O Trocar Cateter é destinado a toracotomias de dreno de tórax fechado. Ele é inserido na cavidade pleural para a drenagem de ar, sangue, bile, pus e outros fluídos. Removendo o ar ou fluido de efusão pleural do espaço intratorácico. Restaurando o vazio pleural.

Instruções de Uso:

- 1) Verificar todo equipamento necessário para drenagem.
- 2) Instalar o paciente na posição supina, o braço homolateral no local de inserção em abdução, a mão abaixo da cabeça, onde estiver o primeiro lado ou sob o corpo no caso da primeira anterior.
- 3) Confirmar os testes clínicos e radiográficos.
- 4) Selecionar o local da punção para percussão e marcar os limites da zona de acordo com:
 - a. Primeira linha médio-clavicular anterior, no segundo espaço intercostal.
 - b. Primeiro lado na linha axilar anterior, logo atrás do músculo peitoral principal.
- 5) Desinfetar o local de punção com uma solução desinfetante.
- 6) Cobrir o paciente com uma área esterilizada para reduzir o risco de infecções.
- 7) Conduzir uma área de anestésico no local da punção.
- 8) Realizar uma incisão na pele com uma lâmina de bisturi passada diretamente no tamanho do dreno.
- 9) Dissecar o plano do espaço intercostal com um par de alicates.
- 10) Verificar a ausência de adesão através de exploração pleural.
- 11) Inserir o cateter trocar.
- 12) Colocar o dreno no espaço pleural por 2 a 3 cm após a última perfuração mínima e remover o trocar lateral.
- 13) O dreno é grampeado em sua extremidade proximal ao anexo a pele, produzido por um "Espartano" em volta do dreno, evitando mobilizações acidentais.

Procedimentos de Remoção:

- Remover as suturas para fechar instantaneamente o local de punção ao remover o dreno.
- Retirar o cateter torácico e avaliar se o dreno foi completamente removido.
- Limpar a visão da cirurgia com um desinfetante dérmico.
- Instalar uma bandagem e uma compressa estéril na ferida, caso seja necessária estrutura.
- Solicitar um controle de raio-X para verificar que nenhuma parte do dreno tenha permanecido.

Precauções:

- Nunca utilizar instrumentos afiados ao remover a vestimenta do cateter.
- Não suturar diretamente o diâmetro exterior do cateter para evitar cortes ou danos ao cateter ou impedimento do fluxo do cateter.
- Não utilize se a embalagem houver sido aberta ou danificada.

Advertências:

Pode causar:

- Perfuração de órgãos
- Edema pulmonar
- Infecção

Contraindicações: Não se aplica

Armazenamento e Transporte:

Deve ser transportado e armazenado em temperatura ambiente, em local seco, fresco e protegido da luz solar.

Validade: 5 Anos

Produto Estéril de Uso Único Esterilizado por ETO – Fornecido em caixas com 20 unidades.

Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442/511-512. Vila da Serra. Nova Lima – MG. CEP: 34006-053

Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334

Registro ANVISA: 81325990006

Fabricante: Biometrix Ltd.

End: Kiryat Mada, 4. CEP: 91450. Jerusalém, Israel