

## Instruções de Uso

### Produto: Linha de Monitoração de Pressão Biometrix

**Indicação de uso:**

As Linhas de Monitoração de Pressão Biometrix são linhas não-expansíveis de PVC, com parede rígida para assegurar formas de onda de alta qualidade com maior clareza. As linhas de pressão estão disponíveis com os conectores macho-macho e macho-fêmea conectores e de comprimento diferente.

**Instruções de uso:** As linhas de monitoração da pressão são usadas como extensores aos sistemas de monitoração da pressão Biometrix. Funcionam apenas como linhas para estender o tubo de fluxo.

**Contra-indicações:** NA

**Advertências e precauções:** Este produto deve ser utilizado apenas por pessoal técnico autorizado.

**Armazenamento e transporte:** O produto deve ser armazenado e transportado longe do calor, devendo permanecer em local seco e fresco.

**Precauções:** Este produto deve ser utilizado apenas por pessoal técnico autorizado.

O produto é fornecido esterilizado, não deve ser reprocessado ou reutilizado para evitar contaminação entre pacientes;

O descarte deve ser feito conforme normas da instituição, levando em conta ser um produto médico com reutilização proibida.

**Efeitos adversos:** Não se aplica.

**Fabricante:** Biometrix Ltd.

End: Kiryat Mada, 4. CEP: 91450. Jerusalém, Israel

**Importador:** QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442/511-512. Vila da Serra. Nova Lima – MG. CEP: 34006-053

Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334

ANVISA: 81325990001